



محصولات تنفسی و بیهوشی Teleflex



مدیریت راه هوایی

Teleflex یک همراه مطمئن و نیرومند می باشد که بر پایه نوآوری بنا شده است و این دستاورد به واسطه برندهای قابل اطمینان این کمپانی است. Teleflex در عرصه تجهیزات پزشکی با کیفیت در جهان، پیشرو می باشد و در کاهش ریسک و افزایش پیامد برای بیماران به متخصصین یاری می رساند. اهمیت دادن ما به تقاضای مشتریان و داشتن رنج کامل محصولات که هر یک مکمل دیگری است باعث ایجاد مجموعه ای از محصولات پزشکی بی همتا شده است.

هر مقاله ای که به واسطه برندهای Teleflex از قبیل HUDSON RCI، LMA، RÜSCH، GIBECK و SHERIDAN تهیه شده است، حاصل سال ها تجربه در تولید، کار تخصصی و همکاری با متخصصین سرشناس دنیا می باشد. اولویت اول ما ارائه محصولاتی با کیفیت و کارایی بالا در مدیریت راه هوایی می باشد تا به شما در تمرکز بر چیزی که بیشتر از همه برای شما اهمیت دارد، یعنی بیمار شما، یاری رساند.

شما می توانید جزئیات بیشتر و مشخصات فنی محصولات ما را در این کاتالوگ ملاحظه نمایید.

 برای تامین ملزومات مراقبت از اطفال، Teleflex لوله تراشه و لوله برونش با تنوع بسیار وسیع و سایزهای کوچکتر را به بازار عرضه داشته است.

 محصولات یکبار مصرف

 فاقد DEHP (برای افزایش سلامت بیماران، Teleflex محصولات خود را عاری از DEHP که یکی از عوامل ایجاد سرطان می باشد تولید می کند)

 قابل استفاده تا ۴۰ مرتبه (مخصوص محصولات چندبار مصرف)

LATEX-FREE: فاقد لاتکس

ماسک های لارنژیال LMA

ماسک های لارنژیال Teleflex دارای کاف با دیواره نازک و نرم می باشد که از ایجاد تروما بر اثر فشار اضافی جلوگیری می نماید.

مزیت اصلی ماسک لارنژیال نسبت به لوله تراشه در دو مورد است: اولاً نسبت به لوله تراشه باعث درد و سرفه کمتری می شود و دوماً ماسک لارنژیال را می توان به صورت Blind در موارد بیهوشی و اورژانسی جاگذاری کرد.

ماسک لارنژیال با کاف سیلیکون LMA Unique



LMA UNIQUE, SILICONE CUFF & PVC TUBE

REF.	SIZE 1	SIZE 1.5	SIZE 2	SIZE 2.5	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6
105300	-000010	-000015	-000020	-000025	-000030	-000040	-000050	-000060
QTY	10							5

- جنس کاف از سیلیکون با کیفیت بالا و دیواره بسیار نازک جهت Seal بهتر و پیشگیری از تروما
- بدنه از جنس PVC
- دارای ایمنی Aperture Bar در دهانه لوله جهت جلوگیری از انسداد لوله توسط Epiglottis
- فاقد لبه تیز در محل اتصال کاف به لوله جهت جلوگیری از تروما هنگام Extube بیمار
- بدنه با حالت بسیار مناسب جهت لوله گذاری صحیح و بدون عوارض
- دریچه مخصوص سرنگ های Luer و Luer-lock
- فاقد لاتکس، استریل



LMA UNIQUE WITH CUFF PILOT™, SILICONE CUFF & PVC TUBE

REF.	SIZE 1	SIZE 1.5	SIZE 2	SIZE 2.5	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6
105200	-000010	-000015	-000020	-000025	-000030	-000040	-000050	-000060
QTY	10							5

طراحی جدید Cuff Pilot

اولین فشارسنج دائم کاف لارنژیال ماسک در دنیا که به صورت دائم فشار کاف را در یک نگاه (At-a-glance feedback) نشان داده و از آسیب های احتمالی فشار بالا و یا آسپیره های ناشی از فشار پایین کاف جلوگیری می نماید.



ژل روان کننده TRACHJELL

برای اطمینان از لوله گذاری موفق، سطح ماسک لارنژیال باید آغشته به ژل و کاملاً روان باشد. Teleflex به این منظور محصول ژل محلول در آب بصورت استریل و single-dose جهت استفاده سریع و آسان در اختیار قرار می دهد.

TRACHJELL		
REF.	DESCRIPTION	QTY
556100	• water soluble lubricating gel • 8.5 g • sterile	25



ماسک لارنژیال نسل دوم LMA Supreme

ماسک لارنژیال LMA Supreme ترکیبی از برترین ویژگی های محصولات قبلی LMA، به علاوه لوله درناژ و کاف با فشار Seal بالا می باشد که این محصول را از بالاترین میزان ایمنی چه در بیماران عادی و چه در بیماران با ریسک بالا برخوردار می نماید. ماسک لارنژیال LMA Supreme با طراحی خاص کاف به صورت بیضی و کشیده و دیواره بسیار نرم و نازک، بالاترین میزان Seal را به همراه دارد، در بدنه لوله نیز دارای منحنی آناتومیک می باشد که جاگذاری موفق، راحت و بسیار سریع در بیماران با مسیر هوایی دشوار را فراهم می سازد. قسمت Proximal لوله نیز دارای Fixation Tab جهت تثبیت بهتر و مقاوم در برابر گاز گرفتگی است.

LMA Supreme فاقد لاتکس، یکبار مصرف و استریل می باشد.

موارد مصرف:

- افراد چاق
- جراحی های شکمی
- کنترل Reflux
- ونتیله با فشار مثبت
- راه های هوایی مشکل و غیر منتظره جهت لوله گذاری
- جراحی های پلاستیک

نسل دوم ماسک لارنژیال: SAD (Supraglottic Airway Device)

گزارش NAP4، سال 2011

ترکیب Seal مناسب و وجود لوله درناژ، ایمنی و کارایی بالایی را به همراه داشته و مسیر دستگاه گوارش را از مسیر تنفسی جدا می سازد (مانند یک حنجره مصنوعی). اخیراً مقالات بسیاری استفاده از وسایل راه هوایی Supraglottic با لوله های درناژ را به عنوان استاندارد مراقبت پیشنهاد کرده اند. بنا به این گزارش، استفاده از نسل دوم مسیرهای هوایی Supraglottic به شرح زیر توصیه می شود:

- اگر استفاده از لوله تراشه در دستور کار نیست اما کمی نگرانی بابت ریسک Reflux وجود دارد، استفاده از نسل دوم ماسک لارنژیال نسبت به نسل اول ارجحیت دارد.
- اگر بیماران دارای ریسک کمی اسپیریشن باشند و مواردی مانند موقعیت بیمار، دسترسی به راه هوایی و سایز بیماران حائز اهمیت باشد، استفاده از نسل دوم ماسک لارنژیال توصیه می شود.
- با توجه به اطلاعات ذکر شده و روتین بودن شرایط مذکور، توصیه می شود تمام بیمارستان ها، ماسک لارنژیال نسل دوم* (SAD) را برای استفاده در شرایط عادی و یا مدیریت شرایط اورژانسی و نجات بیماران داشته باشند.

LMA SUPREME® AIRWAY


ITEM NUMBER	MASK SIZE	PATIENT SIZE	MAXIMUM CUFF VOLUME (AIR)*	MAXIMUM SIZE OG TUBE
175010	Size 1	Neonates/Infants up to 5 kg	up to 5 mL	6 French
175015	Size 1½	Infants 5–10 kg	up to 8 mL	6 French
175020	Size 2	Children 10–20 kg	up to 12 mL	10 French
175025	Size 2½	Children 20–30 kg	up to 20 mL	10 French
175030	Size 3	Children 30–50 kg	up to 30 mL	14 French
175040	Size 4	Adults 50–70 kg	up to 45 mL	14 French
175050	Size 5	Adults 70–100 kg	up to 45 mL	14 French

OG=orogastric tube

* Supraglottic Airway Devices.



ماسک لارنژیال LMA Fastrach



در الگوریتم راه هوایی دشوار (Difficult Airway)، در انجمن قلب آمریکا (AHA) و انجمن بیهوشی آمریکا (ASA) از LMA Fastrach به عنوان یک انتخاب ایده آل نام برده شده است.

LMA Fastrach برای لوله گذاری Blind، بدون نیاز به حالت دادن به سر یا گردن و موارد اورژانس طراحی شده است. در ضمن، این امکان را به متخصصین می دهد که بیمار در حین لوله گذاری نیز ونتیله شود و در نتیجه عوارض ناشی از کمبود اکسیژن نیز کاهش می دهد. این محصول در دو مدل یکبار مصرف به صورت استریل فاقد لاتکس و یا چند بار مصرف به صورت غیر استریل عرضه می گردد. مدل چند بار مصرف تا ۴۰ مرتبه قابل استفاده است و قبل از هر بار استفاده باید تمیز و استریل گردد. این محصول دارای لوله تراشه های مخصوص به صورت یکبار مصرف و چند بار مصرف نیز می باشد.

LMA Fastrach™ RU: Product specification

Mask size	Product code	Patient size	Maximum cuff volume (air)*	Largest ETT ID (mm)**				
3	130030	Children 30-50 kg	20 ml	6	6.5	7	7.5	8
4	130040	Adults 50-70 kg	30 ml	6	6.5	7	7.5	8
5	130050	Adults 70-100 kg	40 ml	6	6.5	7	7.5	8

LMA Fastrach™ SU: Product specification

Mask size	Product code	Patient size	Maximum cuff volume (air)*	Largest ETT ID (mm)**				
3	135130	Children 30-50 kg	20 ml	6	6.5	7	-	-
4	135140	Adults 50-70 kg	30 ml	6	6.5	7	-	-
5	135150	Adults 70-100 kg	40 ml	6	6.5	7	-	-

LMA Fastrach™ endotracheal tube: Product specification

Tube size**	6.0 mm	6.5 mm	7.0 mm	7.5 mm	8.0 mm
Product code (Re-usable)	131060	131065	131070	131075	131080
Product code (Single use)	136060	136065	136070	136075	136080

*These are maximum volumes that should never be exceeded. It is recommended that the cuff be inflated to a maximum of 60 cm H₂O intracuff pressure. **All sizes (6, 6.5, 7, 7.5 and 8) of re-usable LMA Fastrach™ ETT are compatible with LMA Fastrach™ and LMA Fastrach™ SU. However, only sizes 6, 6.5 and 7 of LMA Fastrach™ ETT SU are compatible with LMA Fastrach™ and LMA Fastrach™ SU.



LMA Fastrach® Single-Use
ETT and Stabilizer Rod



LMA Fastrach®
Reusable ETT



LMA Fastrach®
Reusable Stabilizer Rod

re-usable and single use



تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی (پالیزی)، شماره ۱۲۸،
کدپستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۶، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰ خط)، فکس: ۸۶۰۴۳۰۶۵ - ۸۸۵۳۷۹۸۲
No.128, Ghandi (Palizi) St., North Sohrevardi Ave., Tehran, Iran.
Postal Code: 1554744376, Tel: (+9821) 8396, Fax: (+9821) 88537982.
www.iranpharmis.org