



HARTMANN



محصولات پیشرفته
مدیریت زخم
هارتمن



ایران فارمیس - خط مشی کیفیت

از دیرباز تاکنون همواره مسئله درمان زخم یکی از مسائلی بوده که با زندگی مردم همراه بوده است. بر همین اساس درمانگران و متخصصین همواره بر آن بوده اند تا بتوانند با ابداع روش ها و محصولات جدید، مطابق با پیشرفت تکنولوژی به آن سرعت بخشیده، از درد بیماران بکاهند و طول دوره درمان را کوتاهتر نمایند.

شرکت ایران فارمیس نیز در سال ۱۳۵۸ با مشارکت افراد متخصص در علم پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و همچنین بازرگانان با تجربه در این صنعت به جهت پوشش نیازهای درمانی و تامین سلامت افراد جامعه، تاسیس و شروع به کار نمود. سیاست کیفی ایران فارمیس، ارائه خدمات با کیفیت مطلوب با هزینه بهینه و تحقق رضایت مشتریان است.

شرکت ایران فارمیس در راستای تحقق اهداف فوق، سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس استانداردهای ISO9001 و ISO13485 در سازمان پیاده سازی نموده، خود را متعهد به بهبود مستمر و رعایت کامل مقررات و استاندارد های ایمنی محصولات می داند.

محصولاتی که در این کاتالوگ معرفی شده است، توسط شرکت ایران فارمیس به عنوان نماینده انحصاری کمپانی Hartmann آلمان در ایران قابل ارائه می باشد.



هیدروترایی

مؤثر و آسان

درمانی جامع برای زخم هایی که ترمیم آن ها به تعویق افتاده است.

- تأثیرگذاری بالا با استفاده از تکنولوژی هیدروترایی خاص هارتمن
- آسان شدن درمان، تنها با استفاده از دو محصول
- مناسب برای تمامی مراحل ترمیم زخم
- استفاده بسیار راحت

فواید استفاده برای درمانگران و بیماران:

- دوره درمان کوتاه تر
- درمان آسان تر
- کاربرد ایمن
- آسایش خاطر برای بیمار

درمان فقط
با دو
محصول



هیدروتراپی

رطوبت بهینه، ایده آل و کنترل شده در بستر زخم
روشی خلاقانه جهت آسایش بیشتر بیمار

طی دو مرحله زخم ترمیم می شود:

مرحله ۱: نتایج استفاده از خانواده هیدروکلین ادونس

- شستشوی زخم
- جذب متعادل ترشحات زخم
- پاکسازی بستر زخم
- تحریک رشد بافت گرانوله



کاربرد:

در مرحله دبریدمان (التهابی) و گرانولاسیون


مرحله ۲: نتایج استفاده از هیدروتک

- ایجاد رطوبت ایده آل
- جذب ترشحات
- پیشبرد ترمیم زخم
- محافظت از زخم



کاربرد:

در مرحله گرانولاسیون و اپیتلیزاسیون



HydroTac

هیدروتک

مرحله دوم ترمیم زخم: افزایش سرعت تشکیل بافت گرانوله و اپیتلیزه

مزایا:

- افزایش سرعت فاز اپیتلیزاسیون
- تعویض پانسمان بدون آسیب به بستر زخم
- ایجاد محیط مرطوب کنترل شده
- جذب موثر در زخم های گرانوله با ترشح کم تا متوسط

موارد مصرف:

- پانسمان اولیه در زخم های گرانوله سطحی
- پانسمان اولیه در زخم های گرانوله سطحی بعد از به کار بردن لیزر
- پانسمان ثانویه بر روی پانسمان ژل، آلژینات نقره، انواع کلاژن و ...

لایه هیدروژل
رطوبت رسان






فوم جاذب ترشحات

هیدروفیلیم محافظ
و نفوذپذیر نسبت به هوا



تنظیم رطوبت بستر زخم



- با تکنولوژی بکار رفته در هیدروتک، تعداد فاکتورهای رشد در بستر زخم بیش از سه برابر می شوند (👉).
- این افزایش تعداد فاکتورهای رشد باعث افزایش سرعت فاز اپیتلیزاسیون می شود.

هیدروتک به دو شکل زیر رطوبت زخم را تنظیم می کند:
- جذب ترشحات اضافی زخم (👉)
- آزادسازی رطوبت در صورت خشک بودن بستر زخم (👈).

سرعت فاز اپیتلیزاسیون به فاکتورهای رشد بستگی دارد. فاکتورهای رشد (👉) تکثیر می شوند و مهاجرت کراتینوسیت ها را افزایش می دهند.

HydroTherapy

Efficacy and Simplicity.

Zetuvit®
Plus Silicone



HydroTac®



HydroClean®
Advance

محصولات زخم‌های مزمن

نام محصول	سایز cm	کد محصول	نام محصول	سایز cm	کد محصول
هیدروکلین ادونس HydroClean Advance	۳	۶۰۹۶۰۹	Zetuvit Plus Silicone /Border زتوویت پلاس سیلیکون بدون چسب/چسبدار	۱۷/۵ × ۱۷/۵	۴۱۳۹۳۰
	حفره‌ای-۴	۶۰۹۱۶۲		۱۰ × ۲۰	۴۱۳۸۳۰
	گرد-۴	۶۰۹۶۶۲	Zetuvit Plus زتوویت پلاس	۱۰ × ۱۰	۴۱۳۷۱۰
	۵/۵	۶۰۹۶۶۶		۱۰ × ۲۰	۴۱۳۷۱۱
	۴ × ۸	۶۰۹۶۶۴		۱۵ × ۲۰	۴۱۳۷۱۲
	۷/۵ × ۷/۵	۶۰۹۶۶۸	Sorbalgon سوربالگون	۱۰ × ۲۰	۹۹۹۵۸۹
هیدروزورب ژل Hydrosorb Gel	۱۰ × ۱۰	۶۰۹۶۷۲		۱۰ × ۱۰	۹۹۹۵۹۵
	بیضی ۸ × ۱۴	۶۰۹۶۷۴		۵ × ۵	۹۹۹۵۹۸
	۱۰ × ۱۷	۶۰۹۶۷۶	Sorbalgon T سوربالگون حفره‌ای	۲ × ۳۰	۹۹۹۵۹۲
هیدروتک شفاف چسبدار HydroTac Transparent	۱۵gr	۹۰۰۸۴۴		۶ × ۷	۶۸۵۷۷۶
	۶/۵ × ۱۰	۶۸۵۹۲۳	Hydro Film هیدروفیلم	۱۰ × ۱۵	۶۸۵۷۶۰
آترومن نقره Atrauman Ag	۱۲/۵ × ۱۲/۵	۶۸۵۹۲۱		۱۵ × ۲۰	۶۸۵۷۶۲
	۵ × ۵	۴۹۹۵۷۱		۱۰ × ۲۵	۶۸۵۷۶۳
هیدروتک کامفورت HydroTac Comfort	۱۰ × ۱۰	۴۹۹۵۷۳		۱۲ × ۲۵	۶۸۵۷۶۴
	۱۰ × ۲۰	۴۹۹۵۷۵	Hydrocoll هیدروکل	۱۰ × ۱۰	۹۰۰۹۳۸
هیدروتک HydroTac	۱۲/۵ × ۱۲/۵	۶۸۵۸۱۵		۱۵ × ۱۵	۹۰۰۹۳۹
	۱۵ × ۲۰	۵۸۵۸۲۱		۲۰ × ۲۰	۹۰۰۹۴۰
	ساکرال ۱۸ × ۱۸	۶۸۵۸۲۷			
هیدروتک HydroTac	۱۰ × ۱۰	۶۸۵۸۳۲			
	۱۰ × ۲۰	۶۸۵۸۴۱			
	۲۰ × ۲۰	۶۸۵۸۴۲			

محصولات هارتمن در یک نگاه

HydroClean Advance: پانسمان حاوی ذرات فوق جاذب پلی آکریلات به همراه سلولز و رینگر جهت تسهیل دبریدمان تدریجی، کاستن میکروارگانیسم از طریق برداشت و محصور کردن آن در ذرات فوق جاذب و کمک به پاکسازی تاندون و استخوان



Hydrosorb Gel: ژل حاوی رینگر جهت تسهیل دبریدمان بافت مرده



HydroTac Transparent: پانسمان ورقه ای شفاف از جنس پلی اورتان حاوی ژل، مناسب برای زخم های اپیتلیزه یا سوختگی درجه دو



Hydrocoll: پانسمان هیدرو کلوئید برای درمان زخم های غیر عفونی با ترشحات کم تا متوسط



Sorbalgon: پانسمان یا تامپون از رشته های آلژینات کلسیم برای درمان زخم های با اگزودای متوسط تا زیاد



Atrauman Ag: پانسمان نقره چرب جهت پیشگیری و کنترل عفونت




HydroTac: پانسمان فوم حاوی ژل رینگر برای زخم های با ترشح کم تا متوسط



Zetuvit Plus Silicone/Border: پانسمان فوق جاذب سیلیکونی با خاصیت کاهش فشار از موضع زخم جهت زخم های با ترشح خیلی زیاد



Hydrofilm: پانسمان خود چسب شفاف برای حفاظت و درمان زخم های کم ترشح



HARTMANN



authorized distributor

Going further for health



Wound
Management

Hartmann Solution Customer Satisfaction



