

ARROW کترهای همودیالیز موقت



Acute Hemodialysis Catheter

ARROW کتر همودیالیز موقت دوراه (لوله رابط مستقیم)

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی (Ga)	گاید وایر	تعداد
CD-13902	9 Fr. 5" (13 cm)	14 - 14	60 cm 0.025"	5
CV-12122-F	12 Fr. 6" (16 cm)	12 - 12	60 cm 0.035"	5
CV-15122-F	12 Fr. 8" (20 cm)	12 - 12	68 cm 0.035"	5
CV-15142-F	14 Fr. 8" (20 cm)	10 - 10	68 cm 0.038"	5

ARROW کتر همودیالیز موقت دوراه U-Bend (لوله رابط U شکل)

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی (Ga)	گاید وایر	تعداد
CV-13122-UF	12 Fr. 5 1/8" (13 cm)	12 - 12	60 cm 0.035"	5
CV-12122-UF	12 Fr. 6" (16 cm)	12 - 12	60 cm 0.035"	5
CV-15122-UF	12 Fr. 8" (20 cm)	12 - 12	68 cm 0.035"	5
CV-12142-UF	14 Fr. 6" (16 cm)	10 - 10	60 cm 0.035"	5
CV-15142-UF	14 Fr. 8" (20 cm)	10 - 10	68 cm 0.035"	5

ARROW کتر همودیالیز موقت دوراه آنتی میکروبیال Straight (لوله رابط مستقیم)

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی (Ga)	گاید وایر	تعداد
CS-22122-F	12 Fr. 6" (16 cm)	12 - 12	60 cm 0.035"	5
CS-25122-F	12 Fr. 8" (20 cm)	12 - 12	68 cm 0.035"	5

ARROW کتر همودیالیز موقت دوراه آنتی میکروبیال U-Bend (لوله رابط U شکل)

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی (Ga)	گاید وایر	تعداد
CU-23122-F	12 Fr. 5 1/8" (13cm)	12 - 12	60 cm 0.035"	5
CU-22122-F	12 Fr. 6" (16 cm)	12 - 12	60 cm 0.035"	5
CU-25122-F	12 Fr. 8" (20 cm)	12 - 12	68 cm 0.035"	5

ARROW کتر همودیالیز موقت سه راه

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی (Ga)	گاید وایر	تعداد
CS-12123-F	12 Fr. 6" (16 cm)	16 - 12 - 12	60 cm 0.035"	5
CS-15123-F	12 Fr. 8" (20 cm)	16 - 12 - 12	68 cm 0.035"	5

ARROW کتر همودیالیز موقت سه راه آنتی میکروبیال

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی (Ga)	گاید وایر	تعداد
CS-22123-F	12 Fr. 6" (16 cm)	16 - 12 - 12	60 cm 0.035"	5
CS-25123-F	12 Fr. 8" (20 cm)	16 - 12 - 12	68 cm 0.035"	5



تکنولوژی آنتی میکروبیال: محافظت در برابر عفونت

- ▶ بارور شدن کنتر (Impregnation): با ترکیبی از کلرهگزیدین و سیلورسولفادیاژین تایید شده در بیش از ۳۰ مقاله علمی
- ▶ کاهش تجمع باکتریایی کنتر به میزان ۶۰ درصد
- ▶ کاهش عفونت باکتریایی خونی وابسته به کنتر به میزان ۸۰ درصد
- ▶ توصیه شده از سوی مرکز کنترل بیماری ها (CDC)

عفونت، یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در بیماران می باشد. دسترسی های مکرر عروقی در بیماران دیالیزی خطر عفونت را در آنها افزایش می دهد. کنترهای همودیالیز آنتی میکروبیال، با استفاده از ترکیب کلرهگزیدین و سیلورسولفادیاژین، خطر وقوع عفونت های خونی مرتبط با کنتر را کاهش می دهند.

ویژگی ها:

- قابلیت چرخش محل بخیه که انعطاف پذیری بیشتر و جابجایی راحت تری را برای بیمار ممکن می سازد.
- طراحی U شکل لوله های رابط (در مدل U-Bend) با امکان شکل پذیری مجدد، جایگذاری و استفاده برای بیمار را راحت تر می سازد.

• در کنترهای همودیالیز آنتی میکروبیال، با تکنولوژی آنتی میکروبیال بکار رفته (ARROWg+ard)، از رشد، تکثیر و انتقال میکرو ارگانیسم های عفونت زا، از روی سطح خارجی کنتر به داخل بدن جلوگیری شده و مانع بروز عفونت های خونی وابسته به کنتر (CRBSI*) خواهد شد.

• نرم تر بودن نوک کنتر نسبت به بدنه کنتر (Blue FlexTip)، جایگذاری ایمن و آسان کنتر در داخل رگ، خون رسانی کامل و بدون خطر لخته را تضمین می کند.

محصولات Arrow در زمینه دسترسی دیالیز، برگرفته از نیازهای پزشکان و همچنین بیماران طراحی و تولید شده اند. سهولت در استفاده، موثر بودن، ساخت دقیق و کیفیت بی نظیر، از دلایل اعتماد پزشکان به محصولات Arrow می باشد. استفاده از این محصولات، ایمنی و بازدهی فوق العاده را برای بیمار به همراه خواهد داشت.

محصولات مبتکرانه Teleflex در زمینه دیالیز، پاسخگوی بیشترین تقاضاها برای جایگذاری سریع و دقیق، فلوی بالا و عملکرد بهینه می باشند. در ارتباط با دیالیز یا تصفیه خون حاد (موقت)، Teleflex طیف وسیعی از کنترهای با فلوی بالا (با یا بدون اثر آنتی میکروبیال) را با طراحی ویژه جهت استفاده آسان و در عین حال موثر ارائه می نماید.

طراحی U شکل لوله های رابط در کنترهای مدل You-Bend

سبب سهولت در قرارگیری و یا تغییر موقعیت لوله های رابط می شود که به منظور راحتی بیشتر بیمار طراحی شده است.



قابلیت چرخش محل بخیه سبب پشتیبانی و انعطاف پذیری حین جابجایی بیمار می گردد.

تکنولوژی آنتی میکرو بیال ARROWg+ard

از طریق جلوگیری از تجمع میکروارگانیسم ها روی سطح خارجی کنتر با عفونت مبارزه می کند.

جنس پلی یورتان زیست سازگار و انعطاف پذیر

سهولت در ورود با قابلیت نرم شدن در دمای بدن.

Blue FlexTip


سر نرم کنتر ورود را تسهیل می نماید.

پورت های جانبی


احتمال گرفتگی را کاهش داده و فلو و عملکرد Recirculation را بهینه می نماید.

بدنه کنترهای همودیالیز، سفید رنگ و بدنه کنترهای همودیالیز آنتی میکروبیال به رنگ آبی می باشد.


کنتر های همودیالیز سه راه



نمای مقطع عرضی (دوراه و سه راه)



نمودار فشار نسبت به فلو: «فلوی بالا در فشار پایین»



● فشار وریدی ○ فشار شریانی

* Catheter-Related Blood Stream Infections